

## Wissensquiz zum LiquoGuard 7



### Good to know!

LiquoGuard® wird traditionell zur Kontrolle und Einstellung des Liquordruckes, zur kontinuierlichen und geregelten Drainage eingesetzt.

Typische Anwendungsfälle sind:

- Ventrikuläre Drainage
- Lumbale Drainage
- Druckgesteuerte Drainage
- Volumengesteuerte Drainage



Um mehr zur Anwendung des LiquoGuard 7 zu erfahren, scanne den QR Code mit dem Handy und schau dir das Video auf YouTube an.

① **Die Drainage des Liquors mit dem LiquoGuard 7 wird über... beeinflusst und gesteuert!**

- die verordnete Volumenmenge ...
- den Intrakraniellen Druck...
- den verordneten Liquordruck...



### Reflektiere dich! Weisst du was sich hinter folgenden Begriffen verbirgt?

Pcsf?

PSet?

VSet?

② **Vervollständige nachstehenden Text!**

Der LiquoGuard 7 drainiert den [ ] sofern der intrakranielle Druck (Pcsf)

[ ] ist als der verordnete Zielliquordruck ( [ ] ). Es wird nicht mehr Liquor

drainiert als verordnet von der [ ] VSet.

Mit der [ ] Taste kommst du zurück ins Hauptmenü. Am Ende der Schicht

kannst du die [ ] nach betätigen der [ ] und

[ ] Taste ablesen. Die bisherigen Alarme können unter der Taste [ ]

abgelesen werden. Am Ende der Bedienung vergiss nicht die [ ]

zu aktivieren!

③ **Und zum Abschluss noch eine kleine Recherche.**

- Suche die Richtlinie zum LiquoGuard im Intranet!
- Suche die Liste der Superuser im Intranet!