

Fragestellung**Durchführung**

- Wähle von vorne **drei** Proben aus!
- Überführe eine kleine Menge der Proben in je ein Reagenzglas.
- Entzünde den Gasbrenner
- Stelle die rauschende Flamme ein.
- Erhitze die Reagenzgläser nacheinander vorsichtig in der Brennerflamme!

 **WICHTIG:**

- Die Stoffe werden maximal eine Minute lang erhitzt!
- Die Öffnung des Reagenzglases wird beim Erhitzen NIEMALS auf Personen gerichtet!

